

SINCE 1889



EVAPORADOR ROTATORIO ECONÓMICO

RE301

Evaporador rotatorio basico con ascensor motorizado y ajuste digital

Características

- Elevación eléctrica para los movimientos hacia arriba y abajo fácil de usar
- Compacto, cabe en cualquier campana de extracción
- Sello al vacío único y adecuado hasta frascos de 2L
- Rotación estable a velocidades bajas y altas
- Fácil liberación del frasco de evaporación
- Único condensador de cristal diseñado para evitar el estancamiento de líquido y flujo de retorno
- Aumento de la superficie del condensador para la destilación más rápida
- Baño removible original para facilitar la limpieza y reposición de agua
- Agua y baño de aceite para que coincida con las necesidades de evaporación
- Fuente de alimentación universal de AC 100~240V



Función de la posición de bloqueo del conjunto rotativo es ajustable dentro de 80 mm; útil cuando se utiliza la capacidad de evaporación variando matraces o cuando hay una necesidad de cambiar la posición de contacto del sello de vacío. (Patente No. 3220033)



Especificaciones

Model		RE301
Composición	Motor	Motor de corriente continua sin escobillas (por rotación) y Rod actuador (por elevación)
Rendimiento y Características	Velocidad de rotación	20-250 r/min (rpm)
	Altura máxima de elevación	130mm
	Velocidad (rpm)	Disco de control (indicación digital)
	Función de seguridad	Cortacircuitos, protección de sobrecarga, tapón de ascensor, levantar función en caso de un corte de energía
Especificaciones	Dimensión externa	Con cristalería A(mm) 828(W)× 400(D)×586(H) (716(H) elevado) Con cristalería B/C(mm) 643(W)× 400(D)×727(H) (857(H) elevado)
	Fuente de alimentación 50/60Hz	Unidad principal: AC100~240V 1.5A
	Accesorios	Agua o aceite de baño, manual de instrucciones, tarjeta de garantía (1), baterías de 9V (2)