

RESUMEN DE ESTERILIZADORES

Sobremesa



SK

Capacidad Interna: 18L

- Bajo costo, ahorro de espacio
- Programable
- Pantalla LED de 4 dígitos fácil de leer

Compacto



Nuevo SK
24, 30L

- Esterilización por VAPOR
- Esterilización en SECO

Estándar sin secadora



SN

Capacidad Interna: 20L, 32L, 47L

- Diseño ergonómico para fácil carga superior
- Programable / programas predefinidos para los tipos de muestras más utilizadas
- Ventilador de enfriamiento para reducir el tiempo de enfriamiento

Gran capacidad sin secadora



SQ

Capacidad Interna: 50L, 80L

- Diseño ergonómico para fácil carga superior
- Programable / programas predefinidos para los tipos de muestras más utilizadas
- Ventilador de enfriamiento para reducir el tiempo de enfriamiento

Estándar con secadora



SM

Capacidad Interna: 20L, 32L, 47L

- Programable
- Ciclo de secado pre-instalado
- Capacidad de secado rápido de muestras permitiendo que estén listas para su uso inmediato después de la esterilización

Gran capacidad con secadora



Nuevo SM

Capacidad Interna 50L, 80L

- Programable con pantalla táctil interactiva de 7"
- Esterilización y secado completamente automático
- Un recipiente de drenaje de 11L cual es resistente al calor

Estándar



Nuevo SI

Capacidad Interna: 77L, 159L

- Esterilización de calor seco por convección natural
- Programable
- Económico

Gran capacidad



Nuevo SK

Capacidad Interna: 99L, 162L, 300L

- Esterilización de calor seco por convección natural o forzada
- Programable
- Económico